

# VOTRE TAPIS PHYSIOGOM<sup>®</sup>

**VÉRITABLE MATELAS ISOLANT pour vos chevaux (Brevet Fautras<sup>®</sup>)**

- > La face supérieure avec ses gouttières inclinées, permet d'évacuer l'urine immédiatement.
- > La face inférieure joue un rôle d'amortisseur, supérieur aux litières traditionnelles.

CONFORT-SÉCURITÉ  
SANTÉ-PHYSIOLOGIE  
HYGIÈNE-ENTRETIEN



FAUTRAS TUCES

INNOVATEUR ÉQUESTRE



*Jean-Luc Fautras, après plusieurs générations dans l'équitation et de nombreuses inventions brevetées en matière de transport, a pensé au confort des chevaux dans les boxes.*

## CONFORT - SÉCURITÉ

- > Le tapis Physiogom® est antidérapant et confortable grâce à son épaisseur de 8 cm.
- > Ce sol souple et isolant, offre un excellent confort à vos chevaux, lorsqu'ils sont couchés.


## SANTÉ - PHYSIOLOGIE

### La suppression de la litière :

- 1- élimine les poussières qui peuvent provoquer des troubles respiratoires.
- 2- évite l'absorption de substances nocives.
- 3- évacue l'urine immédiatement et préserve ainsi les fourchettes.

Le tapis Physiogom®, avec ses galbes et ses rainures sur sa face supérieure, favorise un léger mouvement du sabot, stimulant ainsi le principe de proprioception (améliorant ainsi la vascularisation et le drainage des membres).





## HYGIÈNE - ENTRETIEN



- > Une faible quantité de litière suffit pour absorber les urines et les odeurs.
- > Le nettoyage à l'aide d'une raclette, spécialement conçue pour le tapis Physiogom®, facilite l'entretien quotidien.
- > L'utilisation d'un aspirateur à crottins garantie un nettoyage complet en quelques minutes.

## ÉCONOMIE

- > La diminution de la consommation de la litière engendre une économie importante sur les achats, le stockage et la main d'œuvre.
- > La consommation de litière, baissant de 80 à 90 %, diminue la fréquence d'évacuation de la fumière (par 5).





## INSTALLATION

- > Le tapis Physiogom® est conçu de bandes d'une largeur de 0,50 m x 2.80 m qui se fixent les unes aux autres par un système d'emboîtement. Ses bandes sont faciles à installer dans tous types de box. **Poids : 65 Kg**

## MATÉRIAUX - CONCEPTION

- > Le mélange de granulés de caoutchouc et d'une résine spécifique, compressé à chaud dans des moules inox à 500 tonnes, confère au tapis Physiogom® une grande résistance, tout en conservant la souplesse nécessaire.



*Tapis - Vue de dessous*

Sa forme évidée apporte souplesse au tapis et plus de confort à votre cheval.



*Tapis - Vue de dessus*

Mode d'emboîtement



*Demander notre brochure sur les autres produits inventés et brevetés par Jean-Luc FAUSTRAS*

*Voir liens et produits conseillés par Jean-Luc FAUSTRAS*

EUURL FAULOCAM

Fonpra - 47120 ST SERVIN

Tél. : 00 33 (0)5 53 93 71 60

Port. : 00 33 (0)6 86 16 25 10

Email : [contact@faustrastuces.com](mailto:contact@faustrastuces.com)

Site internet : [www.faustrastuces.com](http://www.faustrastuces.com)

Autres produits FAUSTRASTUCES®

